

## 关于双通 AAO 厚膜表面的碎屑

由于双通 AAO 模板是采用激光切割，切割边缘由于激光轰击会产生氧化铝的碎屑，有时有些碎屑会沾到膜表面，这些碎屑与 AAO 粘合力很弱，只要放在去离子水里，用小功率超声清洗机清洗几分钟即可除掉。因此在使用双通 AAO 之前，最好能用去离子水超声清洗一下，用其它的有机溶剂也是可以的。用小功率的清洗机清洗几分钟即可，特别是直径 13mm 的膜，这样可以去除膜表面可能粘附的切割碎屑。由于双通 AAO 膜比较脆弱，所以超声功率不要太大，超声时间不可太长，两三分钟即可。



